

## D-Dímero

### MÉTODO

Imunocromatografia (Fluorescência)

### FINALIDADE

Teste imunocromatográfico rápido por fluorescência para determinação quantitativa de D-Dímero em amostras humanas de plasma e sangue total. Somente para uso diagnóstico *in vitro* profissional.

### SIGNIFICADO CLÍNICO

O D-Dímero é um produto de degradação do monômero de fibrina, após reticulação com o fator de ativação XIII, que é produzido pela hidrólise da enzima fibrinolítica. Sua formação pode refletir a função de coagulação e a atividade fibrinolítica *in vivo*, e é um indicador de hipercoagulabilidade, trombose e hiperfibrinólise secundária. O nível de D-Dímero aumenta na trombose venosa profunda, embolia pulmonar, coagulação intravascular disseminada, hepatite grave e outras doenças, bem como após terapia trombolítica, que pode ser usado como um índice de observação eficaz da terapia trombolítica. Devido à sua alta sensibilidade e valor preditivo negativo, o Dímero D negativo tem sido usado como uma base importante para excluir a formação de embolia pulmonar e trombose venosa profunda.

### FUNDAMENTO

O D-Dímero é um teste quantitativo para detecção de D-Dímero no plasma e sangue total com base no imunoenensaio de fluorescência. Através do método de imunodeteção em sanduíche, durante o teste, a amostra se move ao longo da membrana. Se a amostra contiver D-Dímero, ela se liga ao anticorpo anti-D-Dímero que está conjugado com microesferas fluorescentes. Em seguida, o complexo será capturado pelo anticorpo de captura revestido na membrana de nitrocelulose (linha Teste). A concentração de D-Dímero na amostra se correlaciona linearmente com a intensidade do sinal de fluorescência capturado na linha T. De acordo com a intensidade de fluorescência do teste e curva padrão do produto, a concentração de D-Dímero na amostra pode ser calculada pelo analisador da família QuickSTAR.

### REAGENTES E MATERIAIS

**TEST- Cassete** – Conservar entre 2 e 30°C. Não congelar. Cada sachê contém:

A) 01 dispositivo plástico com 01 tira teste contendo:

- Região de controle (C): Anticorpo IgG de cabra anti-coelho

- Região de teste (T): Anticorpo de captura

- Conjugado: Anticorpo IgG de coelho anti-D-Dímeromarcado com microesferas fluorescentes.

B) 01 sachê de sílica

**DIL- Diluente** – Conservar entre 2 e 30°C. Não congelar. Contém: Solução tampão, estabilizante e conservante.

**CARD – Cartão ID** – Conservar entre 2 e 30°C. Não congelar.

### Materiais necessários não fornecidos no kit:

Analisador da família QuickSTAR, relógio, temporizador ou cronômetro, pipetas, ponteiros e lixo para descarte. Esses materiais podem ser adquiridos no mercado especializado de artigos para Laboratórios de Análises Clínicas.

### PRECAUÇÕES

1. Somente para uso de diagnóstico *in vitro* profissional.

2. O cassete do kit D-Dímero só funciona nos analisadores da família QuickSTAR.

3. Leia atentamente as instruções de uso antes de utilizar o kit.

4. Não use kits ou componentes após sua data de validade ou com embalagens danificadas.

5. O armazenamento deve ser entre 2 e 30°C, conforme indicado no rótulo do produto. O kit não pode ser congelado, exposto ao sol ou a altas temperaturas. O kit deve ser protegido da umidade.

6. Reagentes de kits com mesmo lote ou com números de lotes diferentes não devem ser misturados.

7. O Dispositivo de Teste deve ser mantido dentro da embalagem de alumínio até a utilização do teste.

8. Evite o fluxo de ar vertical durante a realização do teste. Isso pode afetar o resultado.

9. Os cassetes são descartáveis e devem ser tratados como resíduo de risco biológico após o uso. Não podem ser reutilizados.

10. Os cassetes não contêm substâncias contaminantes, mas por segurança devem ser tratados como amostras biológicas. Portanto, ao manuseá-los, as normas de biossegurança devem ser respeitadas.

11. O descarte dos reagentes e do material biológico deve ser realizado de acordo com as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental.

12. Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

### ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

O kit deve ser armazenado entre 2 e 30°C, protegido da luz solar e da umidade. Não pode ser congelado. A estabilidade (validade) está descrita no rótulo do produto.

### ESTABILIDADE DE TRANSPORTE

O transporte deve ser realizado em temperaturas entre 2 e 30°C, conforme condições de conservação do produto. Evitar umidade. Não congelar.

### TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito acima e em sua embalagem original.

### AMOSTRA

**Tipo de Amostra:** Plasma e Sangue Total

Amostras de plasma podem ser armazenadas entre 2 e 8°C por até 3 dias; para armazenamento de longo prazo, as amostras devem ser mantidas abaixo de -20°C. Para coleta da amostra, como anticoagulante é recomendado o EDTA, heparina ou citrato de sódio.

O sangue total coletado por venopunção pode ser armazenado entre 2 e 8°C por no máximo 2 dias após a coleta. Não congele amostras de sangue total. Para coleta da amostra, como anticoagulante é recomendado o EDTA. Sangue coletado por punção digital deve ser usado imediatamente e não pode ser congelado.

Antes dos testes as amostras devem estar à temperatura ambiente. As amostras congeladas devem ser completamente descongeladas e bem misturadas antes do teste. Evite congelamento e descongelamento repetido das amostras.

### PROCEDIMENTO DO TESTE

Antes da realização dos testes, as amostras e os reagentes devem estar a temperatura ambiente (15-30°C).

1. Consulte o Manual de Operação do equipamento da família QuickSTAR para instruções sobre a utilização do analisador.

2. Escolha o modo de teste (Rápido ou Padrão) e preencha as informações referente a amostra.

3. Encoste o CARD de identificação do teste na área de identificação RFID. Confira se o lote do CARD e do TEST são coerentes com o que aparece no visor do analisador.

4. Retire o cassete - TEST da embalagem de alumínio, coloque sobre uma superfície limpa e nivelada, e identifique.

5. Execute a técnica de acordo com o tipo de amostra:

**Plasma:** Pipete 100 µL de plasma dentro do poço de amostra.

**Sangue Total:** Pipete 120 µL de sangue total dentro do poço de amostra e imediatamente adicione 1 gota do DIL no poço de amostra.

6. Faça a leitura de acordo com o modo escolhido:

**Teste Rápido:** Dispense o cronômetro e aguarde 15 minutos. Após 15 minutos, insira o cassete no analisador e aperte "Teste Rápido" para iniciar a leitura do teste. Em seguida o analisador irá liberar o resultado.

**Teste Padrão:** Insira o cassete no analisador e aperte "Teste Padrão" para iniciar a contagem do tempo e posterior leitura do teste. Após 15 minutos, o analisador irá liberar o resultado.

### VALOR DE REFERÊNCIA

Concentração	Referência Clínica
< 0,5 mg/L	Valor normal
≥ 0,5 mg/L	Risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar

Conversão para Unidade µg/mL

D-Dímero (mg/L) x 1 = D-Dímero (µg/mL)

Conversão para Unidade ng/mL

D-Dímero (mg/L) x 1000 = D-Dímero (ng/mL)

### LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

1. O kit D-Dímero é somente para uso diagnóstico *in vitro* profissional e só deve ser usado para a detecção quantitativa de D-Dímero.

2. O resultado do teste não deve ser usado como o único critério para avaliar o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar.

3. O diagnóstico deve ser confirmado por um médico após avaliação de todos os achados clínicos e laboratoriais.

4. Os resultados falso-positivos podem vir de reações cruzadas com alguns anticorpos semelhantes no sangue; e epítopos semelhantes de componentes não específicos no sangue, capturando anticorpos marcados com fluorescência.

5. Outros fatores podem interferir e causar resultados errôneos. Isso inclui erros na coleta de amostra e execução da técnica.

### CONTROLE DE QUALIDADE

Cada cassete do teste contém controle interno que satisfaz os requisitos de controle de qualidade de rotina. Este controle interno é realizado sempre que uma amostra de paciente é testada. Este controle indica que o dispositivo de teste foi inserido e lido corretamente. Um resultado inválido do controle interno causa uma mensagem de erro, indicando que o teste deve ser repetido.

Outros tipos de controles não são fornecidos com este kit. No entanto, recomenda-se que outros controles sejam testados como uma boa prática de laboratório para confirmar o procedimento de teste e verificar o desempenho adequado do teste. Cada Laboratório Clínico deve estabelecer e possuir um programa interno de controle da qualidade, onde procedimentos, normas, limites e tolerância para variações sejam seguidos.

### CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE

#### EXATIDÃO

Um estudo comparativo com 200 amostras clínicas apresentou boa correlação e obteve um coeficiente de correlação de 0,9816.

#### PRECISÃO

##### Repetibilidade

A repetibilidade foi determinada usando 40 repetições, em 2 intervalos, de 3 amostra de concentrações diferentes de D-Dímero em 3 lotes. O coeficiente de variação foi ≤ 15%.

##### Reprodutibilidade

A reprodutibilidade foi determinada usando 40 repetições, em 2 intervalos, de 3 amostra de concentrações diferentes de D-Dímero em 3 lotes. O coeficiente de variação foi ≤ 15%.

#### SENSIBILIDADE ANALÍTICA E LINEARIDADE

A faixa de leitura do teste é entre 0,1 e 10 mg/L (µg/mL).

**SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES**

As seguintes substâncias potencialmente infectantes, até a concentração descrita abaixo, não interferem nos resultados do teste.

Bilirrubina	350 µmol/L
Triglicérides	40 mmol/L
Hemoglobina	2 g/L
Fator Reumatóide	1500 UI/mL

**REATIVIDADE CRUZADA**

Nenhuma reatividade cruzada foi observada com amostras contendo produto de degradação de fibrinogênio (FDP) até 1000 mg/L.

**EFEITO PRÓ-ZONA**

Altas concentrações de D-Dímero podem produzir efeito pró-zona, resultando na interpretação incorreta dos níveis de D-Dímero. Não foi observado efeito pró-zona de alta dose até 10 mg/L (µg/mL) de D-Dímero.

**APRESENTAÇÃO DO KIT**

Cat.	Reagente	Volume	Nº Teste
707-25	TEST	25 x 1 unid.	25
	DIL	1 x 1,5 mL	
	CARD	1 x 1 unid.	

**REFERÊNCIAS**











1. Sakamoto K, Yamamoto Y, OKamatsu H, Okabe M. D-Dimer is helpful for differentiating acute aortic dissection and acute pulmonary embolism from acute myocardial infarction. Hellenic J Cardiol.2011 Mar-Apr;52(2):123-7
2. Yasuoka S, Kubota S. The value of blood D-Dimer test in the diagnosis of walk-in patients with venous thromboembolism. Vasc Health Risk Manag.2011;7;125-7.Epub 2011 Mar 1.
3. In Vitro Diagnóstica - Dados de arquivos.

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS**

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto.  
Telefone: **08005919186** E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

**PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR** In Vitro Diagnóstica Ltda, Rua Cromita, 278, Distrito Industrial - Itabira/MG. CEP: 35903-053  
Telefone: 31-3067-6400 E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)  
Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela - CRF 4463  
Reg. M.S.: 10303460508 Classe de risco: III

**SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO:**

	Atenção, ler a instrução de uso		Cuidado
	Somente para diagnóstico de uso in vitro		Não reutilizar
	Armazenar entre 2-30°C		Catálogo
	Testes por kit		Fabricante
	Validade		Número de lote