

**CRP e CRP-hs: Mais tempo de estabilidade, mais economia.**



## **Kits com calibrador.**

Calibradores com estabilidade de 1 mês entre 2-8°C após reconstituição.  
Reagentes estáveis até o vencimento da validade após abertura do frasco.  
Reagente de trabalho estável por 20 dias entre 2-8°C.

### **Limite de detecção:**

- CRP: 1 mg/L
- CRP-hs: 0,06 mg/L

### **Intervalo de medição:**

- CRP: 1 a 150 mg/L
- CRP-hs: 0,06 a 15 mg/L

### **Efeito prozona:**

- CRP: acima de 250 mg/L
- CRP-hs: acima de 500 mg/L

### **Apresentação:**

- CRP - Cat: 11241B-50 - 50 mL  
BUF - 1 x 40 mL  
RGT - 1 x 10 mL  
CAL - 1 x 1 mL
- CRP-hs - Cat. 11541-50 - 50 mL  
BUF - 1 x 40 mL  
RGT - 1 x 10 mL  
CAL - 1 x 1 mL

**InVivo**