



HumaClot Junior

Coagulômetro Monocanal

Hemostasia



Equipamento Robusto com Excelentes Referências Internacionais

- 1 canal de leitura com 405 nm
- Incubação embutida
- Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem
- Operação ergonômica
- Baixa manutenção
- Volume de reação de 150ul
- Fluxo de trabalho orientado
- Mínimo treinamento requerido
- Contagem de incubação com alarme
- Conexão para impressa e interface USB
- Homogeneização integrada
- Última tecnologia de LED
- Até 30 testes/hora