



NOVO

O HumaCount 5D Analisador hematológico automático

3 e 5 partes na mesma máquina e análises de amostras capilares.

- 29 parâmetros, diferencial de 5 partes;
- Diferenciação de células imaturas: LIC, ALY;
- Opção para CBC;
- Amostra: sangue venoso ou capilar;
- Até 60 testes/hora;
- Somente 3 reagentes para diferencial de 5 partes;
- Calibração: manual e automática;
- Métodos de medição: impedância, colorimétrico (LED), citometria de fluxo (laser 3R);
- Auto check;
- Flags: limites valores altos e baixos, branco alto, ruído de leitura;
- Avisos: limite, linearidade, erros;
- Espaço entre 5000 amostras;
- Relatórios: resultado, CQ, auto check e calibração.

31 3654-6366
invitro@invitro.com.br
www.invitro.com.br

InVitro

Cuidando do futuro. juntos.