



Humalyte Plus 3&5

Analizador de Íons Seletivos

Tecnologia ISE Direto
Touch Screen
Até **72 testes/hora**
Baixo consumo de reagentes

#cuidandodofuturojuntos

HUMALYTE 3
ISE DIRETO PARA 3 PARÂMETROS

Na, K, Cl

HUMALYTE 5
ISE DIRETO PARA 5 PARÂMETROS

Na, K, Cl, Ca, pH

- Tipo de amostra: sangue total, soro e plasma
- Volume de amostra 150 µL
- LCD touch Screen
- Tempo de Análise <60 segundos/amostra
- Calibração automática ou manual
- Controle de qualidade on-line
- Lavagem automática
- Dimensões: 400 x 380 x 350 mm
- Peso líquido: 12 kg
- 230/110 Vac, 60 VA



REG.MS: 10303460376



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS

 IN VITRO DIAGNÓSTICA

 INVITRO_

(31) 3654-6366

www.invitro.com.br

invitro@invitro.com.br