



# Combilyzer<sup>13</sup>

Química Urinária



**Analizador para laboratórios com rotina  
pequena e média**

## Qualidade e eficiência que seu laboratório merece


- Leitora semiautomática para tiras de urina
- 60 a 120 amostras/hora
- Impressora térmica acoplada
- Coleta de urina aleatória
- Software on-board de uso amigável

## Perfil urinário amplo incluindo MICROALBUMINA e CREATININA

A excreção urinária de microalbumina indica dano renal frequentemente encontrado em pacientes com diabetes e hipertensão e é um risco reconhecido para a progressão de doença renal e cardiovascular.

Medições paralelas de creatinina e albumina para diagnosticar microalbuminúria fazem com que a coleta de urina de 24 horas se torne obsoleta, porque a relação albumina/creatinina permite a correção das variações na diurese.

Relação Microalbumina/Creatinina



- Tiras de teste Premium com 13 parâmetros
- Desenvolvido para a primeira urina da manhã não necessita de urina de 24 horas
- Relação **Microalbumina/Creatinina** calculada automaticamente pelo **Combilyzer<sup>13</sup>**
- Para leitura visual e automática com o **Combilyzer<sup>13</sup>**
- Leitura visual semiquantitativa para todos os parâmetros em 60 segundos
- Leitura quantitativa para todos os parâmetros no **Combilyzer<sup>13</sup>**



www.invitro.com.br  
invitro@invitro.com.br  
+55 (31) 3654-6366  
+55 (31) 99973-2098



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS