



# HumaClot Pro

Hemostasia



## Analizador Automático de Coagulação

Equipamento ideal para oferecer mais agilidade e assertividade em diagnósticos de hemostasia.

- 2 canais de medição
- Calibração manual e automática
- 32 cuvetas de reação / 15 posições de reagentes / 25 posições de amostras (22 normais + 3 emergência)
- Informação de status da amostra, controle e reagente
- Amostras em tubo primário e secundário
- 100 testes/hora para TP

[www.invitro.com.br](http://www.invitro.com.br)  
[invitro@invitro.com.br](mailto:invitro@invitro.com.br)

+55 (31) 3654-6366  
+55 (31) 99973-2098 

