

HUMACOUNT 30TS

Hematologia



A melhor escolha
para **laboratórios**
de **pequeno a**
médio porte.

Analizador Automático com diferencial de 3 partes

- Até 30 amostras/hora.
- 22 parâmetros.
- 25 uL de amostra.
- Sistema de controle de qualidade.
- **Modo veterinário para 8 perfis diferentes.**
- Conexão LIS.
- Impressora interna.
- Capacidade de armazenamento de até 10.000 resultados.



www.invitro.com.br
invitro@invitro.com.br
+55 (31) 3654-6366
+55 (31) 99973-2098



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS