

HumaCombilyzer

Analizador Semiautomático de tiras de urina

LANÇAMENTO



- Leitor portátil de tiras de teste de urina
- Preciso e fácil de utilizar
- Análise de 13 parâmetros
- Resultados em até 60 segundos
- Impressora interna e bateria opcional

HumaCombilyzer

Analizador Semiautomático de tiras de urina

Especificações

HumaCombilyzer

Modo de operação

Número de parâmetros

Rendimento

Idioma

Tela

Armazenamento

Conectividade

Uso Portátil

Código de barras

Peso

Dimensões (LxPxA)

REF 17630

Reflectometria

13 parâmetros HumaCombina 13 (REF 22130)

Até 50 testes por hora

Inglês e espanhol

Tela sensível ao toque 320 x 240 pixels

10.000 resultados de pacientes

LIS via mini USB, COM

4 Pilhas AA (opcional)

Leitor externo (opcional)

600 g

200 x 137 x 52 mm

HumaCombina 13

Urubilinogênio
Bilirrubina
Cetonas
Creatinina
Sangue
Proteína
Microalbumina
Nitrito
Leucócitos
Glicose
Densidade
pH
Ácido Ascórbico



InVitro

www.invitro.com.br
invitro@invitro.com.br
+55 (31) 3654-6366
+55 (31) 99973-2098