

# HUMASCOPE ADVANCED

## NOVA SÉRIE DE MICROSCÓPIOS LED

Excepcional durabilidade desenvolvida para performance de longa duração de uso diário intenso.

Ótica de excelente qualidade tratada com antifúngico.

Tipo Siedentop, livre de compensação, cabeça ajustada individualmente.

Ampla linha de acessórios:

- ✓ Contraste de fase
- ✓ Campo escuro
- ✓ Kit de polarização
- ✓ Câmeras

Humascope Advanced	
<b>Cabeça</b>	Binocular Compensação livre Inclinação 30° Rotação 360
<b>Ocular</b>	Campo amplo 10x/18 mm
<b>Objetivas</b>	Plano acromáticas 4x, 10x, 40x, 100x (oil)
<b>Revólver Platina</b>	5 posições para trás Mecânica Tamanho: 125 x 135 mm Faixa 35 x 75 mm
<b>Sistema da Foco</b>	Curso coaxial/foco fino Engrenagem de transmissão com botão de ajuste e botão para parar
<b>Condensador</b>	Condensador Abbe 1,25N.A.
<b>Fonte de luz</b>	LED

DADOS TÉCNICOS

- ✓ Objetivas plano-acromáticas
- ✓ Conceito aprovado com mecânica precisa e ótica modernas
- ✓ Iluminação Koehler
- ✓ Construção robusta
- ✓ Atualizável



Cat. 14600

# HUMASCOPE ADVANCED

InVitro