

		FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ		
Produto: Autocal	Cat.: 13160	Revisão HU: 005	Revisão IV: 02/2025	Página 1 de 3

1. Identificação do Produto e da Empresa

Produto: Autocal
Cat.: 13160

Fabricante:
Human GmbH
Max – Planck – Ring 21, D – 65205 Wiesbaden, Alemanha
Tel.: + 49-6122-9988-0
Fax: + 49-6122-9988-100

Regularizado por:
In Vitro Diagnóstica Ltda
Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG
CEP.: 35903-053 Telefax: (31) 3067-6400
E-mail: cgr@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98

Em caso de emergência: Fone/Fax: (31) 3067-6400

2- Composição / Informações dos Reagentes

Conteúdo: Cat. N.º 13160	RGT CAL	Reagente Calibrador	Quantidade 4 x 5 ml
------------------------------------	---	------------------------	------------------------

Soro Liofilizado de matriz humana.

Uso do produto: Somente para diagnóstico in vitro.

Componentes Perigosos:

3- Identificação de Perigos

Este Kit não contém substâncias perigosas em quantidades reportadas.

4. Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Respirar ar fresco. Procurar aconselhamento médico.

Contato com a pele: Lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Retirar as roupas contaminadas. Procurar aconselhamento médico.

Contato com os olhos: Lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Assegurar o fluxo adequado da água nos olhos separando as pálpebras. Procurar aconselhamento médico.

Ingestão: Procurar aconselhamento médico imediatamente.

Indicação Médica: Tratamento sintomático.

5- Medidas Contra Incêndio

Medidas de Extinção: Usar água ou espuma como material para extinção de incêndio, dependendo do ambiente.

Decomposição Térmica: Produto de decomposição perigosa e gases que são danosos para a saúde em grandes quantidades não estão previstos.

6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento

Procedimento para recolhimento e limpeza: Absorver e remover com substâncias absorventes e desprezar de acordo com a legislação local. Enxaguar bem com desinfetante e em seguida com água.

Material absorvente: Sem restrições.

7- Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Substância que por si só não causa queimadura. Manusear com cuidado.

Armazenamento: Armazenar entre 2º e 8ºC.

8- Controle de Exposição e Proteção Individual

Proteção respiratória: Se ocorrer formação de pó ou gás.

Proteção para os olhos: Sim.

Proteção para as mãos: Sim. Usar luvas, lavar as mãos antes de qualquer procedimento e depois de finalizar o trabalho. Trocar a roupa contaminada.

		FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ		
Produto: Autocal	Cat.: 13160	Revisão HU: 005	Revisão IV: 02/2025	Página 2 de 3

9- Propriedades Físicas e Químicas

Estado Físico:	Frasco 1
Cor:	Sólido
Odor:	Branco a amarelado
pH:	Nenhum
Ponto de fulgor:	
Limites de explosão:Baixo:	
Alto:	
Densidade:	
Solubilidade em água:	Solúvel
Dados adicionais:	Pó Liofilizado

10- Estabilidade e Reatividade

Reações Perigosas: Desconhecidas quando usado apropriadamente.

Condições adversas: Alta Temperatura.

Decomposição perigosa do produto: Não conhecido.

11- Informações Toxicológicas

Dados toxicológicos para este produto não foram avaliados.

12- Informações Ecológicas

Dados ecológicos para este produto não estão disponíveis. Nenhum problema ecológico é esperado quando o produto é manuseado com cuidado e atenção.

13- Considerações sobre Tratamento e Disposição

Resíduos químicos e remanescentes devem ser rotineiramente manuseados como resíduo especial. Devem ser descartados de acordo com as leis ambientais e demais regulamentações vigentes no país em questão. Para assegurar conformidade com a legislação, recomendamos que os usuários dos nossos produtos procurem informações com as autoridades locais, e ou uma empresa licenciada para descarte de resíduos.

14- Informações sobre Transporte

Número UN

- ADR, ADN, IMDG, IATA não regulamentados

Nome próprio para embarque da UN

- ADR não regulamentado
- ADN, IMDG, IATA não regulamentado

Classe(s) de risco de transporte

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Classe não regulamentada

Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA não regulamentado

Riscos ambientais:

- Poluente marinho: Não

Precauções especiais para o usuário: Não aplicável.

Transporte marítimo a granel segundo instrumentos da IMO: Não aplicável.

Transporte/Informações adicionais:

- ADR
- Quantidades limitadas (LQ) não regulamentadas
- "Regulamentação modelo" da ONU: não regulamentada

15- Regulamentações

Produto etiquetado de acordo com as diretrizes da CE (Comunidade Européia).

Símbolo:

Prevenção:

R – sentença:

Conteúdo:

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ			
Produto: Autocal	Cat.: 13160	Revisão HU: 005	Revisão IV: 02/2025	Página 3 de 3

16- Outras Informações

Cada doador utilizado na preparação deste produto foi testado e apresentou-se não reativo para HbsAg, anti HIV e anti HCV. Contudo não são conhecidos métodos de análises que possam oferecer completa segurança quanto a produtos de origem humana, que não transmitam hepatites, HIV ou qualquer outro agente infeccioso. Portanto, é recomendado o uso de equipamentos de segurança. Todo produto derivado de sangue humano deve ser manuseado como potencialmente infectante.

As informações aqui contidas se baseiam em nosso conhecimento e acreditamos serem corretas, porém, são fornecidas sem qualquer garantia. O usuário de nossos produtos é responsável por observar e aplicar as leis e regulamentações pertinentes.