



HumaSTAR 200

Química Clínica



**Analísadores de acesso randômico ideais
para laborat3rios de pequeno e m3dio porte**

Qualidade e eficiência que seu laboratório merece

- Acesso Randômico
- Até 200 testes/hora
- 80 cuvetas reutilizáveis
- Bandeja de reagentes refrigerada e removível
- 30 posições de reagentes e 60 posições de amostras
- Leitor interno de código de barras para amostras
- Detector de choque de agulha
- Consumo de água menor que 2L/h

Segurança em primeiro lugar

- Sistema de marcação inteligente e log de erro extenso
- Contagem de ciclo de vida dos componentes e manutenção
- Dois tipos de solução de lavagem: sistêmica e especial
- Checagem de rotina e de branco para cada cuveta
- Limites de validade para métodos e reações programadas



www.invitro.com.br
invitro@invitro.com.br
+55 (31) 3654-6366
+55 (31) 99973-2098



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS