



# QuickSTAR

Point of Care



- Analisador Semiautomático de Imunofluorescência
- Leitor de Código de Barras de Amostras Integrado
- Praticidade e modernidade
- Temporizador para realização de vários testes simultaneamente

## Design

### Compacto, leve e portátil

O QuicSTAR possui um design moderno, leve e portátil.

#### Leitor de Código de Barras

Possui **impressora térmica e bateria interna** com tempo e trabalho superior a 8h.

Com dimensional de 269 mm (C) x 130 mm (L) x 137 mm (A).

## Desempenho

### Performance além do seu tamanho

Deteção qualitativa e quantitativa.

Dosagem de testes envolvendo reação antígeno-anticorpo.

Leitor para identificação dos testes.

Luz de LED.

Controle de Qualidade.

Memória de 50.000 testes.

Leitor com temporizador multiparâmetros.

Comprimento de onda: 365 e 615 nm.

## Conectividade

### Não é o tamanho, mas a qualidade

Tela touch 7".

Analizador de fácil manuseio e qualidade de imagem.

#### Software em português e inglês.

Portas USB | Porta RSB2 | Interface co LIS.




Imagem ilustrativa do software

## Linha QuickTEST

Completo portfólio de produtos.

Técnica padronizada para toda linha.

Sem diluição prévia de amostra.

Armazenamento 2 - 30°C.

Estabilidade 18 meses.

Range de linearidade com alto desempenho.

Produto	Amostra	Tempo	Intervalo
CK-MB	S, P e Sg	15 Minutos	1,0 e 100 ng/mL
D-Dimer	P e Sg	15 Minutos	0,1 e 10 mg/L (µg/mL)
Troponina I	S e P	15 Minutos	0,1 e 50,0 ng/mL
Mioglobina	S, P e Sg	15 Minutos	10,0 e 400,0 ng/mL
NT-proBNP	S, P e Sg	15 Minutos	100 e 35000 pg/mL
Painel Cardíaco (CK-MB/cTnI/Mio)	S e P	15 Minutos	CK-MB - 1 a 100 ng/mL cTnI - 0,1 a 50 ng/mL Mio - 10 a 400 ng/mL
PCR/HS-PCR	S, P e Sg	03 Minutos*	0,5 e 200 mg/L
PCT (Procalcitonina)	S, P e Sg	15 Minutos	0,1 e 100,0 ng/mL
COVID-19 Ag (Antígeno)	NS, OS e SI	15 Minutos	---
COVID-19 nAb (Neutralizante)	S, P e Sg	15 Minutos	---
HbA1c	Sg	05 Minutos*	3% e 15%
HCG	S, P e Sg	15 Minutos*	2,0 e 50.000 mUI/mL
PSA	S, P e Sg	15 Minutos	1 e 100 ng/mL
T3 Total	S e P	15 Minutos*	0,5 e 10 nmol/L
T4 Total	S e P	15 Minutos*	10 e 320 nmol/L
TSH	S, P e Sg	15 Minutos	0,1 e 100 µUI/mL

- ✓ Marcador Cardíaco
- ✓ Função Renal
- ✓ Função Digestiva
- ✓ Derrame Cerebral
- ✓ Respiratório
- ✓ Marcador Tumoral
- ✓ Deteção de Drogas
- ✓ Inflamatório
- ✓ Diabetes
- ✓ Alergia
- ✓ Vitamina
- ✓ Tireoide
- ✓ Hormônio
- ✓ Infecçioso



Inclui testes para COVID-19 Antígeno e Anticorpos Neutralizantes.

**Legenda:**  
Soro (S), Plasma (P), Sangue Total (Sg), Swab Nasofaringe (SN), Swab Orofaringe (SO) e Saliva (SI)

\* Necessário pré-diluição de amostra.



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS

www.invivo.com.br  
invivo@invivo.com.br  
+55 (31) 3654-6366  
+55 (31) 99973-2098