

# Humalyzer Primus

Química Clínica



## Fotômetro Semi-automático Controlado por Microprocessador

- Solução ideal e econômica
- Enzimas, substratos, eletrólitos, imunoturbidimetria
- 60 canais
- Testes da In Vitro Diagnóstica já programados
- Modo de célula de fluxo e cuveta
- Display gráfico e impressora incorporada
- Curvas de Levey-Jennings
- Capacidade de armazenamento de 2200 resultado
- 8 comprimentos de onda principais
- Volume de reação 500 mL por teste



[www.invitro.com.br](http://www.invitro.com.br)  
[invitro@invitro.com.br](mailto:invitro@invitro.com.br)  
+55 (31) 3654-6366  
+55 (31) 99973-2098 



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS