

		FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ										
Produto: HC5D Diluent	Cat.16450/10	Revisão HU: 001	Revisão IV: 04/2020	Página 1 de 2								
1. Identificação do Produto e da Empresa Produto: HC5D Diluent Cat.: 16450/10 Empresa Fabricante: Human GmbH Max – Planck – Ring 21, D – 65205, Wiesbaden, Alemanha Tel.: + 49-6122-9988-0 Fax: + 49-6122-9988-100 Empresa Distribuidora: In Vitro Diagnóstica Ltda Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG CEP.: 35903-053 Telefax: (31) 3067-6400 E-mail: cgr@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98 Em caso de emergência: Fone/Fax: (31) 3067-6400												
2- Composição/ Informações dos Reagentes <table border="0"><tr><td>Conteúdo: Cat. N.º</td><td> RGT DIL </td><td>Reagente</td><td>Quantidade</td></tr><tr><td>16450/10</td><td></td><td>Diluyente</td><td>20 L</td></tr></table> Uso do produto: somente para diagnóstico <i>in vitro</i> . Componentes Perigosos: Nenhuma substância em quantidade relevante.					Conteúdo: Cat. N.º	RGT DIL	Reagente	Quantidade	16450/10		Diluyente	20 L
Conteúdo: Cat. N.º	RGT DIL	Reagente	Quantidade									
16450/10		Diluyente	20 L									
3 – Identificação de Perigos Este Kit não contém substâncias perigosas em quantidades reportadas.												
4. Medidas de Primeiros Socorros Inalação: Respirar ar fresco. Procurar aconselhamento médico. Contato com a pele: Lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Retirar as roupas contaminadas. Procurar aconselhamento médico. Contato com os olhos: Lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Assegurar o fluxo adequado da água nos olhos separando as pálpebras. Procurar aconselhamento médico. Ingestão: Procurar aconselhamento médico imediatamente. Indicação Médica: Tratamento sintomático. Possibilidades de infecção e reações alérgicas.												
5- Medidas de Combate Incêndio Extinguir: Água, espuma – dependendo do ambiente. Decomposição Térmica: Produto de decomposição perigosa e gases que são danosos para a saúde em grandes quantidades não estão previstos. Dados adicionais: Ainda não avaliado.												
6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento Procedimento para recolhimento e limpeza: Usando luvas, absorver e remover com substâncias absorventes e desprezar. Enxaguar bem com desinfetante e em seguida com água. Material absorvente: Sem restrições.												
7- Manuseio e Armazenamento Manuseio: Substância que por si só não causa queimadura. Manusear com cuidado. Armazenamento: Armazenar entre 2 a 30°C. Não congelar.												
8- Controle de Exposição e Proteção Individual Proteção respiratória: Se ocorrer formação de gás ou pó.												

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ			
Produto: HC5D Diluent	Cat.16450/10	Revisão HU: 001	Revisão IV: 04/2020	Página 2 de 2

Proteção para os olhos: Sim.

Proteção para as mãos: Sim. Usar luvas, lavar as mãos antes de qualquer procedimento e depois de finalizar o trabalho. Trocar as roupas contaminadas.

9- Propriedades Físicas e Químicas

	DIL
Estado Físico:	Fluido
Cor:	Incolor
Odor:	Inodoro
pH:	7.2
Ponto de fulgor:	Similar à água
Limites de explosão:Baixo:	-
Alto:	-
Densidade:	Não determinada
Solubilidade em água:	Solúvel
Dados adicionais:	Nenhuma outra informação relevante disponível.

10- Estabilidade e Reatividade

Reações Perigosas: Não conhecida quando o produto é usado apropriadamente.

Condições adversas: Alta Temperatura, congelamento.

Decomposição perigosa do produto: Não conhecida.

11- Informações Toxicológicas

Dados toxicológicos para este produto não estão disponíveis.

12- Informações Ecológicas

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Nenhum problema ecológico é esperado quando o produto é manuseado com cuidado e atenção. Geralmente não é perigoso para água.

13- Considerações sobre Tratamento e Disposição

- **Tipo de embalagem:** O produto deve ser embalado em frascos plásticos (PET polietileno tereftalato, PEAD polietileno de alta densidade, PEBD polietileno de baixa densidade, PP polipropileno) ou vidro.
- O produto deve ser disposto de acordo com as leis federais ou locais de proteção ambiental. Consultar RDC nº306 de 07/12/2004 da ANVISA ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde e /ou Meio Ambiente.

14- Informações sobre Transporte

- Este produto não está sujeito a nenhuma regulamentação para transporte de produtos perigosos.
- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| UN: Não regulamentado | GGVE: Não regulamentado | RID/ADR: Não regulamentado |
| ICAO/IATA: Não regulamentado | IMDG-EMS: Não regulamentado | MFAG: Não regulamentado |

15- Regulamentações

- Produto fabricado conforme Portaria nº 686 de 27/08/98, com informações de rotulagem de acordo com a Resolução RDC nº 36 ANVISA, de 26/08/2015 e ABNT NBR ISO 15223-1:2015 - Produtos para a saúde: Símbolos a serem utilizados em rótulos, rotulagem e informações a serem fornecidas de produtos para saúde.

16- Outras Informações

- Somente para uso diagnóstico *in vitro*.
- As informações contidas neste documento devem ser usadas como uma orientação.
- Todo produto pode conter riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado.
- O usuário do produto é responsável por observar todas as leis regulamentares aplicáveis.