		FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ		
Produto: Humatex CRP Humatex CRP SC	Cat. 40042/ 40041 Cat. 40040	Revisão HU: 003	Revisão V: 04/2012	Página 1 de 3

1- Identificação do Produto e da Empresa	
Produto: Humatex CRP Humatex CRP SC	Cat.: 40042/ 40041 40040
Empresa fabricante e Distribuidora: In Vitro Diagnóstica Ltda Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG CEP.: 35903-053 Telefax: (31) 3067-6400 E-mail: cgr@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98	
Em caso de emergência: Fone/Fax: (31) 3067-6400	


2- Composição / Informações dos Reagentes	
<ul style="list-style-type: none"> Conteúdo: LR (frasco 1)- Látex: Suspensão de partículas de látex de poliestireno recobertas com anticorpos monoespecíficos de cabra anti-PCR humano 1,0 %; Azida sódica 0,095%. PC (frasco 2)- Controle Positivo: Soro controle contendo PCR em concentração suficiente para produzir uma nítida aglutinação; Azida sódica 0,095%. Potencialmente Infectante. NC (frasco 3)- Controle Negativo: Albumina bovina 22%, Azida sódica 0,5 g/L, Cloreto de Sódio 9,0 g/L. 	
<ul style="list-style-type: none"> Uso do Produto: Somente para uso diagnóstico <i>in vitro</i>. 	
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS ENCONTRADAS	
FRASCO 1 Substância: Azida Sódica	Concentração: 0,095%
FRASCO 2 Substância: Azida Sódica Substância: Matriz Humana	Concentração: 0,095 %
FRASCO 3 Substância: Azida Sódica	Concentração: 0,5 g/L
As outras substâncias constituintes dos reagentes deste produto não foram consideradas perigosas por que não foi encontrado registro sobre a sua periculosidade na literatura pesquisada.	

3- Identificação de Perigos	
Frasco 1 (LR): Contém substância tóxica em baixa concentração. Frasco 2 (PC): Contém substância tóxica em baixa concentração e substância potencialmente infectante. Frasco 3 (NC): Contém substância tóxica em baixa concentração.	
➤ Podem ser tóxicos em caso de ingestão. Em contato com ácidos, podem liberar gases tóxicos. Os reagentes podem causar irritações nos olhos e na pele em contato prolongado. O frasco 2 possui material biológico – potencialmente infectante.	

4- Medidas de Primeiros Socorros	
Inalação: Ar fresco. Chamar o médico imediatamente. Informar que o produto inalado contém Azida Sódica. O frasco 2 possui também material biológico.	
Contato com a pele: Lavar com água em abundância, retirar imediatamente toda a roupa contaminada.	
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância mantendo os olhos bem abertos, se persistirem sintomas como dores procurar um oftalmologista.	
Ingestão: Chamar o médico imediatamente. Informar que o produto ingerido contém Azida Sódica. Provocar vômitos. No caso do frasco 2 deve informar ao médico que contém material biológico.	

5- Medidas de Combate à Incêndio	
Nenhum dos 3 reagentes deste produto é inflamável.	

6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento	
Procedimento para recolhimento e limpeza: Utilizando EPI, recolher com material absorvente, lavar a área atingida com água em abundância. Evidenciar e manter a área ventilada.	
Medidas de proteção ao meio ambiente: Dispor o resíduo de acordo com as regulamentações nacionais, estaduais e /ou municipais.	

		FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ		
Produto: Humatex CRP Humatex CRP SC	Cat. 40042/ 40041 Cat. 40040	Revisão HU: 003	Revisão V: 04/2012	Página 2 de 3

7- Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Sem maiores exigências.

Armazenamento: Armazenar entre 2 a 8°C. Não congelar.

8- Controle de Exposição e Proteção Individual

Proteção Individual: Proteção para as mãos: sim
 Proteção para os olhos: sim

Medidas de higiene pessoal: Substituir imediatamente a roupa contaminada, proteger preventivamente sua pele, lavar as mãos ao término do manuseio. Não comer ou beber no local de trabalho em nenhuma circunstância. Não inalar o conteúdo de nenhum dos frascos.

9- Propriedades Físicas e Químicas

	Frasco 1	Frasco 2	Frasco 3
Estado Físico:	Líquido	Líquido	Líquido
Cor:	Azul	Amarelado	Inço à amarelada
Odor:	Não disponível	Não disponível	Não disponível
pH:	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Ponto de fulgor:	Similar à água	Similar à água	Similar à água
Limites de explosão: Baixo:			
Alto:			
Densidade:	Não disponível	~ 1g/mL	~ 1g/mL

10- Estabilidade e Reatividade

Condições a evitar: Exposição ao calor e à luz solar direta por períodos prolongados.

Os reagentes e os controles são estáveis até a data de validade impressa no rótulo quando armazenados entre 2 a 8°C. Não congelar. Não os utilize após esta data.

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito acima e em sua embalagem original.

11- Informações Toxicológicas

Dados toxicológicos para estes reagentes não estão disponíveis.

Estes reagentes são soluções aquosas que contêm Azida Sódica. Após contato prolongado com a pele e com os olhos podem causar irritações. Após ingestões podem causar irritação na mucosa da boca, garganta, esôfago e trato estômago intestinal.

12- Informações Ecológicas

Dados ecológicos para este produto não estão disponíveis.

Este produto não causa danos ao meio ambiente se for armazenado, manuseado e descartado de acordo com as regulamentações normativas locais.

13- Considerações Sobre Tratamento e Disposição

A eliminação dos reagentes e das embalagens que compõem este produto deve ser de acordo com as regulamentações no que se refere à proteção ambiental, segurança e gerenciamento de resíduos.

14- Informações Sobre Transporte

O transporte deste produto deve ser de acordo com a norma técnica da ABNT: NBR 14711 – Diagnóstico *in vitro* – Recomendações e critérios para aquisição, recepção, transporte e armazenamento de produtos.

15- Regulamentações

Legislação do Ministério da Saúde

RDC nº 206, de 17 de novembro de 2006. Estabelece regulamento técnico de produtos para diagnóstico de uso *in vitro* e seu registro, cadastramento, e suas alterações, revalidações e cancelamento. Esta portaria define as especificações da rotulagem, instrução de uso entre outros parâmetros.

Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998 – dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação e Controle para produtos para diagnóstico de uso *in vitro*.

RDC 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.


RDC 302, de 13 de outubro de 2005. Dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos.

Legislação Ambiental

Resolução CONAMA nº 05, de 05 de agosto de 1993.

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

Resolução CONAMA nº 283, de 12 de Julho de 2001.

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ			
Produto: Humatex CRP Humatex CRP SC	Cat. 40042/ 40041 Cat. 40040	Revisão HU: 003	Revisão V: 04/2012	Página 3 de 3

Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005.

Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

NBR 14711 – Diagnóstico *in vitro* – Recomendações e critérios para aquisição, recepção, transporte e armazenamento de produtos.

NBR 10004 – Resíduos Sólidos.

NBR 14725 Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos FISPQ.

NBR 15051 – Laboratório Clínico – Gerenciamento de Resíduos.

16- Outras Informações

As informações encontradas nesta FISPQ são baseadas na regulamentação citada no item 15, nas FISPQ's das matérias-primas deste produto e em nosso conhecimento. Acreditamos que as informações aqui contidas possam contribuir para uma melhor segurança no manuseio, armazenamento e descarte de nosso produto, porém não é o nosso propósito fornecer garantia dos dados aqui apresentados.

O usuário ao utilizar este produto é responsável em cumprir as regulamentações aplicáveis.