


Linha Íons Seletivos



Humalyte Plus 3&5

Analizador Semiautomático de
Íons Seletivos

HUMALYTE 3 $\text{Na}^+ / \text{K}^+ / \text{Cl}^-$

HUMALYTE 5 $\text{Na}^+ / \text{K}^+ / \text{Cl}^- / \text{Ca}^{2+} / \text{pH}$

> 60 amostras/hora

- Tecnologia ISE Direto
- Tipo de amostra: sangue total, soro, plasma e urina
- Volume de amostra 150 μL e baixo consumo de reagentes
- LCD Touch Screen
- Pequeno, compacto e de fácil manutenção
- Calibração automática ou manual
- Controle de qualidade
- Limpeza automática da agulha
- Pack de reagente até 1.000 testes
- Reagente estável (não cristaliza)
- Interface com LIS e impressora interna
- Conectividade RS-232 e USB
- Caixa de eletrodos selada para evitar interferência externa
- Eletrodos de longa vida útil

www.invitro.com.br
invitro@invitro.com.br
+55 (31) 3654-6366
+55 (31) 99973-2098



InVitro