



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ

Produto: BILIRRUBINA TOTAL INVIVET

Cat. 403

Revisão: 01

Versão: 03/2023

Página 1 de 2

1. Identificação do Produto e da Empresa

Produto: BILIRRUBINA TOTAL INVIVET

Cat.: 403

Empresa Fabricante:

In Vitro Diagnóstica Ltda

Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG

CEP.: 35903-053 Telefax: (31) 3067-6400

E-mail: cgr@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98

Em caso de emergência: Fone: 08005919186

2- Composição / Informações dos Reagentes

Natureza química:

RGT1 (Frasco 1)- Detergente: Cafeína 5,2 mmol/L, detergente e conservante..

RGT2 (Frasco 2)- Reagente de cor: 3,5-diclorofenil-diazonio-tetrafluoroborato 0,9 mmol/L; cafeína 5,2 mmol/L, detergente e conservante

Uso do produto: Somente para diagnóstico *in vitro*.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Cafeína (RGT1; RGT2) **Concentração:** 0,1%

Classificação e rotulagem de perigo: Não se aplica.

3- Identificação de Perigos

Perigos mais importantes: Frasco 1 (RGT1); Frasco 2 (RGT2): Contém cafeína em baixa concentração.

Efeitos adversos à saúde humana: não contém substâncias perigosas em quantidades reportadas.

Efeitos ambientais: não aplicável.

Perigos específicos: ver item 10.

Classificação do produto químico: não aplicável.

4. Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Ar fresco. Procurar aconselhamento médico.

Contato com a pele: Lavar com água em abundância, retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância mantendo os olhos bem abertos, se persistirem sintomas como dores procurar um oftalmologista.

Ingestão: Chamar o médico. Provocar vômitos.

5- Medidas de Combate à Incêndio

Medidas de Extinção: Nenhum dos 2 reagentes desse produto é inflamável.

Métodos especiais: Não existem procedimentos especiais de combate ao incêndio.

Conselhos para bombeiros

Equipamento de proteção: Não são necessárias medidas especiais.

6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento

Remoção de fontes de ignição: Não se aplica.

Controle de poeira: Não se aplica.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizando EPI, recolher com material absorvente, lavar a área atingida com água em abundância. Evidenciar e manter a área ventilada

Precauções ao meio ambiente: Não se aplica.

Métodos para limpeza: Colocar o resíduo em recipiente fechado e dispor de acordo com os regulamentos locais nacionais.

7- Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Seguir as Boas Práticas de Laboratório, evitando contato com a pele, olhos e boca. E sempre após o manuseio lavar as mãos com água em abundância.

Medidas técnicas apropriadas: Armazenar entre 2º e 8ºC.



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ

Produto: BILIRRUBINA TOTAL INVIVET Cat. 403 Revisão: 01 Versão: 03/2023 Página 2 de 2

Condições de armazenamento adequadas: Fechar bem os frascos. Os reagentes devem ser armazenados na temperatura de 2 a 8°C.

Produtos e materiais incompatíveis: Não se aplica.

Materiais seguros para embalagens: Recomendado manter sempre os reagentes na sua embalagem original.

8- Controle de Exposição e Proteção Individual

Proteção respiratória: Não aplicável.

Proteção para os olhos: Sim. Usar óculos de proteção.

Proteção para as mãos: Utilizar luvas, lavar as mãos antes e depois de manusear o produto.

Proteção da pele e do corpo: Utilizar avental de manga comprida.

9- Propriedades Físicas e Químicas

Estado Físico:	RGT 1 Líquido	RGT 2 Líquido
Cor:	Incolor	Ligeiramente amarelo
Odor:	Nenhum	Nenhum
pH:	4,2 ± 0,2	4,2 ± 0,2
Ponto de fulgor:	Similar à água	Similar à água
Limites de explosão: Baixo:	Não relevante	Não relevante
Alto:	Não relevante	Não relevante
Densidade:	~ 1g/mL	~ 1g/mL
Solubilidade em água:	Solúvel	Solúvel
Dados adicionais:	Solução Aquosa Diluída	Solução Aquosa Diluída

10- Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Exposição ao calor e à luz solar direta por períodos prolongados. Evitar congelamento. Os reagentes são estáveis até a data de validade impressa no rótulo, quando armazenado à temperatura entre 2 e 8°C O fabricante garante a qualidade do produto se este for armazenado como descrito acima.

Reações Perigosas: Desconhecidas quando usado apropriadamente.

Condições adversas: Exposição excessiva ao calor e a luz solar diminuem a estabilidade dos reagentes. Congelamento.

Decomposição perigosa do produto: Não conhecida.

11- Informações Toxicológicas

● Dados toxicológicos para este produto não estão disponíveis. O produto pode causar irritação nos olhos, pele e mucosas.

12- Informações Ecológicas

● Dados ecológicos específicos para este produto não estão disponíveis.

● Nenhum problema ecológico é esperado quando o produto é manuseado e utilizado com o devido cuidado e atenção.

13- Considerações sobre Tratamento e Disposição

Método de tratamento e disposição: O produto deve ser disposto de acordo com as leis federais ou locais de proteção ambiental. Consultar RDC nº222/2018 da ANVISA ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde e /ou Meio Ambiente.

Embalagem usada: o RGT é envasado em frasco plástico PP (polipropileno).

14- Informações sobre Transporte

Este produto não está sujeito a nenhuma regulamentação para transporte de produtos perigosos.

UN: Não regulamentado

GGVE: Não regulamentado

RID/ADR: Não regulamentado

ICAO/IATA: Não regulamentado

IMDG-EMS: Não regulamentado

MFAG: Não regulamentado

15- Regulamentações

Reagentes fabricados segundo a RDC 665/2022. Gerenciamento de resíduos de saúde segundo a RDC Nº 222 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância. Modelo orientativo da FISPQ segundo a norma ABNT NBR 14725-4:2014 e Decreto/PR 2657/98.

16- Outras Informações

● Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

● As informações contidas neste documento devem ser usadas como uma orientação.

● Todo produto pode conter riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado.

● O usuário do produto é responsável por observar todas as leis regulamentares aplicáveis.