



Blood 5P

InviSTAR

Hematologia



Analizador Hematológico Automatizado 5 Partes

- Otimização eficiente do fluxo de trabalho e espaço físico
- Tecnologias avançadas que fornecem parâmetros de grande utilidade clínica, além de importantes parâmetros de pesquisa
- Computador integrado
- Utiliza apenas 3 reagentes hematológicos

| Princípios e Tecnologias

Dispersão de laser triângulo, Citometria de Fluxo para diferencial de WBC, Método de Impedância Elétrica para determinar a contagem de RBC e PLT, e Método Colorimétrico para determinação do HGB com reagente livre de cianeto.

| Parâmetros

- 39 Parâmetros: 28 reportáveis e 11 de pesquisa - **3 exclusivos (Índice Mentzer, RDWI e MLR)**
- 2 Histogramas para RBC e PLT
- 4 Diagramas de dispersão (Scartegramas) para WBC

| Velocidade

- Módulo automático e manual: 80 amostras/hora
- Carregador automático de até 50 tubos (5 racks com 10 posições de amostras)

| Volume de Aspiração

- Carregamento automático e pré-diluído: 20 µL de amostra
- Frasco aberto: 15 µL de amostra (ideal para amostras pediátricas)



www.invitro.com.br
invitro@invitro.com.br
+55 (31) 3654-6366
+55 (31) 99973-2098 



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS