



# QuickSTAR PRO

Point of Care



- Analisador Semiautomático de Imunofluorescência, mais rapidez através de 12 Canais
- Praticidade e modernidade
- Temporizador para realização de vários testes simultaneamente

## Design

### Compacto, leve.

O QuickSTAR possui um design moderno e leve. Possui **impressora interna e leitor de código de barras**.

Com dimensional de 285 mm (C) x 240 mm (L) x 130 mm (A).

## Desempenho

### Alta Performance.

Detecção qualitativa e quantitativa.

Dosagem de testes envolvendo reação antígeno-anticorpo.

Leitor RFID para identificação dos testes.

Controle de Qualidade.

Leitor com temporizador multiparâmetros.

12 canais com operação independente.

## Conectividade

### Qualidade e automação.

Tela touch 10.1

Analisador de fácil manuseio e qualidade de imagem.

Software em português, inglês e espanhol.

Porta USB.

Porta RS232.

Interface com LIS.

Detecção e incubação automática.

Luz indicadora do progresso do teste em cada canal.

## QuickTEST

Produto	Amostra	Tempo	Intervalo
CK-MB	S, P e Sg	15 Minutos	1,0 e 100 ng/mL
D-Dimer	P e Sg	15 Minutos	0,1 e 10 mg/L (µg/mL)
Troponina I	S, P e Sg	15 Minutos	0,1 e 50,0 ng/mL
Mioglobina	S, P e Sg	15 Minutos	10,0 e 400,0 ng/mL
NT-proBNP	S, P e Sg	15 Minutos	100 e 35000 pg/mL
Painel Cardíaco (CK-MB/cTnl/Mio)	S, P e Sg	15 Minutos	CK-MB - 1 a 100 ng/mL cTnl - 0,1 a 50 ng/mL Mio - 10 a 400 ng/mL
PCR/HS-PCR	S, P e Sg	03 Minutos*	0,5 e 200 mg/L
PCT (Procalcitonina)	S, P e Sg	15 Minutos	0,1 e 100,0 ng/mL
COVID-19 Ag (Antígeno)	NS, OS e SI	15 Minutos	---
COVID-19 nAb (Neutralizante)	S, P e Sg	15 Minutos	---
HbA1c	S, P e Sg	05 Minutos*	3% e 15%
HCG	S, P e Sg	15 Minutos*	2,0 e 200.000 mUI/mL
PSA	S, P e Sg	15 Minutos	1 e 100 ng/mL
T3 Total	S e P	15 Minutos*	0,5 e 10 nmol/L
T4 Total	S e P	15 Minutos*	10 e 320 nmol/L
TSH	S, P e Sg	15 Minutos	0,1 e 100 µUI/mL
Vitamina D	S e P	15 Minutos*	5 e 120 ng/mL

- ✓ Marcador Cardíaco
- ✓ Função Renal
- ✓ Função Digestiva
- ✓ Derrame Cerebral
- ✓ Respiratório
- ✓ Marcador Tumoral
- ✓ Detecção de Drogas
- ✓ Inflamatório
- ✓ Diabetes
- ✓ Alergia
- ✓ Vitamina
- ✓ Tireoide
- ✓ Hormônio
- ✓ Infeccioso



Inclui testes para COVID-19 Antígeno e Anticorpos Neutralizantes.

#### Legenda:

Soro (S), Plasma (P), Sangue Total (Sg), Swab Nasofaringe (SN), Swab Orofaringe (SO) e Saliva (SI)

\* Necessário pré-diluição de amostra.



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS

[www.invitro.com.br](http://www.invitro.com.br)

[invitro@invitro.com.br](mailto:invitro@invitro.com.br)

+55 (31) 3654-6366

+55 (31) 99973-2098

