

# LyteSTAR PRO<sup>A</sup>

LANÇAMENTO



Analizador Automático de Íons Seletivos

$K^+$  /  $Na^+$  /  $Cl^-$  /  $Ca^{2+}$  / pH

> 60 amostras/hora

> 300 testes/hora

- Resultados de ISE em até 60 segundos
- Memória 100.000 resultados
- Tela LCD 7" sensível ao toque colorido
- 20 Posições de Amostra (2 posições de STAT)
- Suporte para diferentes tubos (inclusive tubo de coleta) e cubetas
- Capaz de dosar vários tipos de amostras (soro, plasma, sangue total e urina)
- Pack de reagente para até 1.100 testes
- Auto calibração
- Gráfico de Controle de Qualidade
- Status de reagente e reação de amostra
- Sensor para detecção de líquido
- Leitor de código de barras
- Interface com LIS e impressora interna
- Conectividade RS-232 e USB
- Apenas uma etapa para substituição do pack de reagente - Identificação por RFID
- Automanutenção e limpeza
- Caixa de eletrodos selada para evitar interferência externa
- Módulo de CO<sub>2</sub> opcional

www.invitro.com.br  
invitro@invitro.com.br  
+55 (31) 3654-6366   
+55 (31) 99973-2098



**InVitro**  


#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS