

# InviSTAR Jr<sup>+</sup>



Analizador  
**Semiautomático** de  
Bioquímica

Melhor custo-benefício

Alta tecnologia e performance

Resultados confiáveis e precisos

- 8 comprimentos de onda: 340/405/450/510/546/578/630/670nm
- Método de teste: Ponto final, tempo fixo, cinético, turbidimétrico, etc
- Até 16 posições para incubação
- Volume de reação: 500 microlitros
- Tela touch screen 7"
- Software em português
- Lâmpada halógena de longa duração
- Célula de fluxo de quartzo permanente
- Armazenamento de mais de 100.000 resultados
- Exibição em tempo real da curva de reação
- Controle de Qualidade
- Impressora térmica integrada
- Conexão via USB



[www.invitro.com.br](http://www.invitro.com.br)  
[invitro@invitro.com.br](mailto:invitro@invitro.com.br)  
+55 (31) 3654-6366  
+55 (31) 99973-2098 



#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS