

**FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS**

Produto: Cuvette Clean

Cat.16663/20

Revisão HU: 001

Revisão IV: 03/2025

Página 1 de 2

1. Identificação do Produto e da Empresa**Produto:** Cuvette Clean**Cat.:** 16663/20**Fabricado por:**

Human GmbH

Max – Planck – Ring 21, D – 65205 Wiesbaden, Alemanha

Tel.: + 49-6122-9988-0

Regularizado por:

In Vitro Diagnóstica Ltda

Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG

CEP.: 35903-053 Telefone: (31) 3067-6400

E-mail: invitroms@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98

Em caso de emergência: Fone: (31) 3067-6400**2- Identificação de Perigos**

Irritante aos olhos, sistema respiratório e a pele.

3- Composição/ Informações dos Reagentes**Conteúdo:** Cat. N.º
16663/20**RGT**
C-CLEAN**Reagente**
Lavador de Cuvetas**Quantidade**
6 x 55ml**Uso do produto:** somente para diagnóstico in vitro.**Componentes Perigosos:**

C-CLEAN

Hidróxido de SódioCAS N.º: 1310-73-2 Símbolo:  **Classificação:** Irritante
R: 35 S: 26-37/39-45 Concentração: 1 - 2 %**Ácido Sulfônico**CAS N.º: 85711-69-9 Símbolo:  **Classificação:** Irritante
R: 38-41 Concentração: 10 - 20%**Oxi-álcool**CAS N.º: 9043-30-5 Símbolo:
R: 22 Concentração: 1 - 2%**4- Medidas de Primeiros Socorros****Inalação:** Respirar ar fresco. Procurar aconselhamento médico.**Contato com a pele:** Lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Retirar as roupas contaminadas. Procurar aconselhamento médico.**Contato com os olhos:** Lavar com grande quantidade de água por pelo menos 15 minutos. Assegurar o fluxo adequado da água nos olhos separando as pálpebras. Procurar aconselhamento médico.**Ingestão:** Procurar aconselhamento médico imediatamente.**Indicação Médica:** Tratamento sintomático. Possibilidades de infecção e reações alérgicas.**5- Medidas de Combate Incêndio****Extinguir:** Água, espuma – dependendo do ambiente.**Decomposição Térmica:** Produto de decomposição perigosa e gases que são danosos para a saúde em grandes quantidades não estão previstos.**Dados adicionais:** Ainda não avaliado.**6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento****Procedimento para recolhimento e limpeza:** Usando luvas, absorver e remover com substâncias absorventes e desprezar. Enxaguar bem com desinfetante e em seguida com água.**Material absorvente:** Sem restrições.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS			
Produto: Cuvette Clean	Cat.16663/20	Revisão HU: 001	Revisão IV: 03/2025	Página 2 de 2

7- Manuseio e Armazenamento Manuseio: Substância que por si só não causa queimadura. Manusear com cuidado. Armazenamento: Armazenar entre 2 a 25°C.
--

8- Controle de Exposição e Proteção Individual Proteção respiratória: Se ocorrer formação de gás ou pó. Proteção para os olhos: Sim. Proteção para as mãos: Sim. Usar luvas, lavar as mãos antes de qualquer procedimento e depois de finalizar o trabalho. Trocar as roupas contaminadas.

9- Propriedades Físicas e Químicas	
	C-CLEAN
Estado Físico:	Líquido
Cor:	Incolor
Odor:	Específico
pH:	> 12
Ponto de fulgor:	Similar à água
Limites de explosão:Baixo:	Não relevante
Alto:	Não relevante
Densidade:	~ 1g/mL
Solubilidade em água:	Solúvel
Dados adicionais:	Solução Aquosa
	Diluída

10- Estabilidade e Reatividade Reações Perigosas: Não conhecida quando o produto é usado apropriadamente. Condições adversas: Alta Temperatura, congelamento. Decomposição perigosa do produto: Não conhecida.

11- Informações Toxicológicas Dados toxicológicos para este produto não estão disponíveis. O produto pode causar irritação nos olhos, pele e mucosas.

12- Informações Ecológicas Dados ecológicos para este produto não estão disponíveis. Nenhum problema ecológico é esperado quando o produto é manuseado com cuidado e atenção. Geralmente não é perigoso para água.
--

13- Considerações sobre Tratamento e Disposição Resíduos químicos e remanescentes devem ser rotineiramente manuseados como resíduo especial. Devem ser descartados de acordo com as leis ambientais e demais regulamentações vigentes no país em questão. Para assegurar conformidade com a legislação, recomendamos que os usuários dos nossos produtos procurem informações com as autoridades locais, e ou uma empresa licenciada para descarte de resíduos.

14- Informações sobre Transporte UN: 1824 GGVE: Classe 8 RID/ADR: Classe: 8 Irritante; Valor-Kemler: 80; UN/ID: 1824; Embalagem: III; Solução de NAOH ICAO/IATA: Classe: 8; UN/I: 1824; Rótulo: 8; Embalagem: III IMDG-EMS: Classe: 8; UN/I: 1824; Rótulo: 8; EMS F-A.S-B WGK 2 MFAG:

15- Regulamentações Produto etiquetado de acordo com as diretrizes da CE (Comunidade Européia). Símbolo:  i Prevenção: Irritante R – sentença: R: 36/38 S: 26-37/39-45 Conteúdo: Hidróxido de Sódio

16- Outras Informações As informações aqui contidas se baseiam em nosso conhecimento e acreditamos serem corretas, porém, são fornecidas sem qualquer garantia. O usuário de nossos produtos é responsável por observar e aplicar as leis e regulamentações pertinentes.
--