

		FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS	
Produto: HCB- LIM	Cat. 72000	Revisão: 05/2025	Página 1 de 2

1- Identificação do Produto e da Empresa

Produto: HCB- LIM
Cat.: 72000

Fabricado e Regularizado por:

In Vitro Diagnóstica Ltda
 Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG
 CEP.: 35903-053 Telefone: (31) 3067-6400
 E-mail: invitroms@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98

Em caso de emergência: Fone: (31) 3067-6400

2- Identificação de Perigos

Produto não perigoso.

3- Composição / Informações dos Reagentes

- Conteúdo:**

Reagente de Limpeza - HCB- LIM: Alquifenolpolioxietileno <15%,
 Proteinase <1%,
 Veículo.

- Uso do Produto: Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

As substâncias constituintes deste produto não foram consideradas perigosas por que não foi encontrado registro sobre a sua periculosidade na literatura pesquisada.

4- Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Remover o indivíduo a um ambiente arejado e procurar auxílio médico.

Contato com a pele: Lavar de imediato com água em abundância a área de contato em abundância e procurar auxílio médico.

Contato com os olhos: Lavar de imediato com água em abundância e procurar auxílio médico.

Ingestão: Não induzir o indivíduo ao vômito e procurar de imediato um auxílio médico.

5- Medidas de Combate à Incêndio

O reagente não apresenta risco de explosão e fogo, porém se necessário poderá ser utilizado jato de água CO₂, pó químico ou espuma química.

6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento

Procedimento para recolhimento e limpeza: Utilizando EPI, recolher com material absorvente, lavar a área atingida com água em abundância. Evidenciar e manter a área ventilada.

Medidas de proteção ao meio ambiente: Dispor o resíduo de acordo com as regulamentações nacionais, estaduais e /ou municipais.

7- Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Evitar contato com os olhos, pele, boca. Lavar as mãos após o manuseio.

Armazenamento: Os reagentes devem ser armazenados em temperatura entre 15 e 30°C. Exposição ao calor pode prejudicar o produto.

8- Controle de Exposição e Proteção Individual

Proteção Individual:

Proteção para as mãos: sim
 Proteção para os olhos: sim

Medidas de higiene pessoal: Substituir imediatamente a roupa contaminada, proteger preventivamente sua pele, lavar as mãos ao término do manuseio. Não comer ou beber no local de trabalho em nenhuma circunstância. Não inalar o conteúdo do frasco.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS		
Produto: HCB- LIM	Cat. 72000	Revisão: 05/2025	Página 2 de 2

9- Propriedades Físicas e Químicas

Estado Físico:	Frasco 1
Cor:	Líquido
Odor:	Incolor
pH:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não relevante
Limites de explosão: Baixo:	
Alto:	
Densidade:	

10- Estabilidade e Reatividade

- **Estabilidade:** O produto é estável quando armazenado na temperatura adequada (entre 15 e 30°C).
- **Reatividade:** Nenhuma informação relevante disponível.
- **Decomposição térmica / condições a serem evitadas:** Nenhuma decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **Possibilidade de reações perigosas:** Nenhuma reação perigosa conhecida.
- **Condições a serem evitadas:** Nenhuma informação relevante disponível.
- **Materiais incompatíveis:** Nenhuma informação relevante disponível.
- **Produtos de decomposição perigosos:** Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido.

11- Informações Toxicológicas

Dados toxicológicos para este reagente não estão disponíveis. Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

12- Informações Ecológicas

Dados ecológicos para este produto não estão disponíveis.
Este produto não causa danos ao meio ambiente se for armazenado, manuseado e descartado de acordo com as regulamentações normativas locais.

13- Considerações Sobre Tratamento e Disposição

Método de tratamento e disposição: O produto deve ser disposto de acordo com as leis federais ou locais de proteção ambiental. Consultar RDC nº222/2018 da ANVISA ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde e /ou Meio Ambiente.

14- Informações Sobre Transporte

Este produto não está sujeito a nenhuma regulamentação para transporte de produtos perigosos.

UN: Não regulamentado	GGVE: Não regulamentado	RID/ADR: Não regulamentado
ICAO/IATA: Não regulamentado	IMDG-EMS: Não regulamentado	MFAG: Não regulamentado

15- Regulamentações

Reagentes fabricados segundo a RDC 665/2022. Gerenciamento de resíduos de saúde segundo a RDC Nº 222 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância. Modelo orientativo da FDS segundo a norma ABNT NBR 14725:2023.

16- Outras Informações

- Somente para uso diagnóstico *in vitro*.
- As informações contidas neste documento devem ser usadas como uma orientação.
- Todo produto pode conter riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado.
- O usuário do produto é responsável por observar todas as leis regulamentares aplicáveis.