1. Identificação do Produto e da Empresa
Produto: HCV
Cat.: 143/11050-20

Empresa Fabricante:
Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates,
Belo Horizonte - MG CEP:30710-020
Te.: (31)3272-1888 CNPJ: 03.142.794/0001-16

Empresa Distribuidora:
In Vitro Diagnóstica Ltda
Rua Cromita, 278 – Distrito Industrial – Itabira – MG
CEP.: 35903-053 Telefone: (31) 3067-6400
E-mail: invitroms@invitro.com.br - CNPJ 42.837.716/0001-98

Em caso de emergência: Fone: (31) 3067-6400

2- Identificação de Perigos
Classificação da substância ou mistura
Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725:2023):
Corrosão cutânea/lesão ocular Cat. 1
Sensibilização cutânea Cat. 1
Perigoso ao ambiente aquático (agudo) Cat. 1
Toxicidade aguda (oral, dérmica, inalatória) Cat.3

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas de perigo: 

Palavras de advertência: Atenção

Frases de perigo:
H301: Tóxico se ingerido;
H311: Tóxico em contato com a pele;
H331: Tóxico por inalação;
H314: Provoca queimaduras graves na pele e danos aos olhos;
H317: Pode provocar reação alérgica na pele;
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos

Frases de Precaução:
P260: Não inalar névoas/vapores/aerossóis.
P264: Lavar bem as mãos após o manuseio.
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P273: Evitar a liberação para o meio ambiente.
P280: Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P302+P352: Em CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar com bastante água e sabão.
P304+P340: Em CASO DE INALAÇÃO: remover a pessoa para local ventilado e mantê-la em repouso em posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338: Em CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar lentes de contato, presentes e fáceis de remover. Continuar enxaguando.
P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362+P364: Retirar roupas contaminadas e lavá-las antes de usá-las novamente.
P391: Recolher o produto derramado.

3- Composição / Informações dos Reagentes
. Kit composto de: O Kit é composto Placa Teste e Diluente.

. Uso do produto: Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

. Componentes Perigosos:
1- ProCLin 300: Mistura. Concentração: 0,1%

4. Medidas de Primeiros Socorros
. Medidas gerais de primeiros-socorros: Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

. Contato com os olhos: Exposição ocular pode causar vermelhidão e desconforto.

. Contato com a pele: Pode causar irritação cutânea e reações alérgicas na pele (sensibilização).

. Inalação: A inalação de aerossóis pode causar irritação respiratória.

. Ingestão: Nenhum em condições normais.

5- Medidas de Combate à Incêndio
. Medidas de Extinção: Pó químico seco, CO2, água pulverizada ou espuma comum.

. Decomposição Térmica: Não se formam gases prejudiciais para a saúde em quantidades perigosas.

. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio
. Instruções de combate a incêndios: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.
. Equipamento de proteção: Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Utilize equipamento de respiração do tipo autônomo com pressão positiva e roupa de proteção contra produtos químicos.

6 - Medidas de controle para derramamento e/ou vazamento
. Derramamento: Isolar e ventilar a área. Lavar bem a área com água abundante.

. Material absorvente: Não são necessárias medidas especiais.

. Medida de disposição: Coletar resíduo em recipientes fechados e dispor de acordo com os regulamentos nacionais ou locais.

7- Manuseio e Armazenamento
. Manuseio: Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

. Armazenamento: Armazenar entre 2º e 30ºC.

. Materiais seguros para embalagens: Recomendado manter sempre os reagentes na sua embalagem original.

8- Controle de Exposição e Proteção Individual
. Proteção respiratória: Nenhuma.

. Proteção para os olhos: Sim. Usar óculos de proteção.

. Proteção para as mãos: Sim. Usar luvas, lavar as mãos antes e depois de manusear o produto.

9- Propriedades Físicas e Químicas

	TEST	DIL
Estado Físico:	Sólido	Líquido
Cor:	Branco	Incolor
Odor:	Nenhum	Nenhum
pH:	n/a	n/a
Ponto de fulgor:	n/a	n/a
Densidade:	n/a	n/a
Solubilidade em água:	Insolúvel	Solúvel
Dados adicionais:	---	---

10- Estabilidade e Reatividade
. Estabilidade: O produto é estável quando armazenado na temperatura adequada (entre 2 e 30°C).

. Condições a se evitar: Exposição ao calor pode prejudicar a estabilidade do produto. Evitar exposição prolongada a luz solar direta.

. Reações Perigosas: Nenhuma, em condições normais de uso.

. Produtos de decomposição perigosos: Não há formação de produtos perigosos.

11- Informações Toxicológicas
. Dados toxicológicos específicos para este produto não estão disponíveis.

12- Informações Ecológicas
. Dados ecológicos específicos para este produto não estão disponíveis.
. Nenhum problema ecológico é esperado quando o produto é manuseado e utilizado com o devido cuidado e atenção.

13- Considerações sobre Tratamento e Disposição
Método de tratamento e disposição: O produto deve ser disposto de acordo com as leis federais ou locais de proteção ambiental. Consultar RDC n°222/2018 da ANVISA ou as normas de caráter supletivo ou complementar estabelecidas pelas Secretarias Estaduais

ou Municipais de Saúde e /ou Meio Ambiente.
Embalagem usada: O produto é embalado sachês aluminizados. O produto deve ser embalado em frascos plásticos (PET polietileno tereftalato, PEAD polietileno de alta densidade, PEBD polietileno de baixa densidade, PP polipropileno) ou vidro.

14- Informações sobre Transporte
Este produto não está sujeito a nenhuma regulamentação para transporte de produtos perigosos.

UN: Não regulamentado	GGVE: Não regulamentado	RID/ADR: Não regulamentado
ICAO/IATA: Não regulamentado	IMDG-EMS: Não regulamentado	MFAG: Não regulamentado

15- Regulamentações
Reagentes fabricados segundo a RDC 665/2022. Gerenciamento de resíduos de saúde segundo a RDC Nº 222 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância. Modelo orientativo da FDS segundo a norma ABNT NBR 14725:2023.

16- Outras Informações
- Somente para uso diagnóstico *in vitro.*
- As informações contidas neste documento devem ser usadas como uma orientação.
- Todo produto pode conter riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado.
- O usuário do produto é responsável por observar todas as leis regulamentares aplicáveis.